

<div>Instructions for Use</div> <div><div>EN</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic</div></div>	<div>Notice d'emploi</div> <div><div>FR</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic</div></div>	<div>Hinweise zur Anwendung</div> <div><div>DE</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic</div></div>	<div>Aanwijzingen voor het gebruik</div> <div><div>NL</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic</div></div>	<div>Istruzioni per l'uso</div> <div><div>IT</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic</div></div>	<div>Indicaciones para el uso</div> <div><div>ES</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic</div></div>	<div>Instruções de Utilização</div> <div><div>PT</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic</div></div>	<div>Bruksanvisning</div> <div><div>SV</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic</div></div>
<div>Paraffin gauze dressing</div> <div><div>Product description</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic is a sterile, single-use, non-medicated paraffin gauze dressing with an open weave. The open weave allows exudate to pass through into a sterile absorbent secondary dressing.</div><div><div>Characteristics</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic is a low adherent dressing due to its paraffin coating. Both sides of the dressing can be applied to the wound. Cutimed® Cuticell® Classic is also suitable for patients with sensitive skin and can be left on the wound during changes of secondary dressing which promotes undisturbed wound healing.</div><div><div>Intended purpose</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic is a primary wound contact layer indicated for the treatment of superficial exuding wounds such as:<ul style="list-style-type: none">Superficial and partial thickness burnsDonor and recipient skin graft sitesLacerations and abrasionsRadiation injuriesPlease contact your healthcare professional if you are unsure whether the product is appropriate for you.</div><div><div>Contraindications</div><div>There are no known contraindications.</div><div><div>Warnings and precautions</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic is for single use only. Reuse may lead to increased risk of infection or cross contamination. Do not re-sterilize. Do not use if the pouch is already open or damaged as the sterility of the dressing is guaranteed only when the pouch is unopened and undamaged prior to use. Discard any opened or unused material. Using Cutimed® Cuticell® Classic in multiple layers or on heavily exuding wounds may cause occlusion. Impregnated gauze dressings may stick to areas of the wound bed on dry wounds. If the treated condition deteriorates (e.g. development of infection), fails to improve or if a side effect is observed, consult a physician or an appropriate healthcare professional.</div></div></div></div></div></div>	<div>Pansement de gaze paraffinée</div> <div><div>Description du produit</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic est un pansement de gaze paraffinée stérile, à usage unique, non médicamenteux et doté d'un tissage ouvert. Le tissage ouvert permet à l'exsudat de passer dans un pansement secondaire absorbant stérile.</div><div><div>Caractéristique</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic est un pansement à faible adhérence grâce à son enduction en paraffine. Les deux faces du pansement peuvent être appliquées sur la plaie. Cutimed® Cuticell® Classic est également indiqué pour les patients présentant une peau sensible et avec la plaie peut être laissée sur la plaie lors des changements de pansement secondaire, ce qui favorise une cicatrisation sans perturbation.</div><div><div>Utilisation prévue</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic est un pansement primaire au contact de la plaie indiqué pour le traitement des plaies à exsudat superficiel telles que :<ul style="list-style-type: none">Brûlures partielles et superficiellesSites de greffe cutanée du donneur et du receveurLacérations et abrasionsRadiolésionsContacter un professionnel de santé en cas de doute quant à l'adéquation du produit à votre situation particulière.</div><div><div>Contre-indications</div><div>Il n'existe aucune contre-indication connue.</div><div><div>Avertissements et précautions</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic est à usage unique. Sa réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée. Ne pas restériliser. Ne pas utiliser le pansement si l'emballage est déjà ouvert ou s'il est endommagé, car la stérilité du pansement n'est garantie que si l'emballage n'est pas ouvert ou s'il est intact avant utilisation. Éliminer tout produit ouvert ou non utilisé. L'utilisation de Cutimed® Cuticell® Classic en plusieurs épaisseurs ou sur des plaies fortement exsudatives peut provoquer une occlusion. Les pansements de gaze imprégnés peuvent coller à des zones du lit de plaies sèches. En cas de complication (ex. développement d'une infection) ou d'absence d'amélioration de l'état de la lésion traitée, ou en cas d'effet secondaire, consulter un médecin ou un professionnel de santé approprié.</div></div></div></div></div></div>	<div>Paraffin-Gaze-Verband</div> <div><div>Produktbeschreibung</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic ist ein steriel, nicht medikamentöser Paraffinmulli-verband zum Einmalgebrauch mit offener Webart. Das offene Gewebe ermöglicht den Durchtritt von Exsudat in einen sterilen, absorbierenden Sekundärverband.</div><div><div>Eigenschaft</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic ist aufgrund der Paraffinbeschichtung eine schwach haftende Wundauflage. Beide Seiten der Wundauflage können auf die Wunde aufgebracht werden. Cutimed® Cuticell® Classic ist auch für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet und kann beim Wechsel des Sekundärverbandes auf der Wunde belassen werden, was eine ungestörte Wundheilung fördert.</div><div><div>Verwendungszweck</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic ist eine primäre Wundkontaktschicht für die Behandlung von oberflächlich exudierenden Wunden, z.B.:<ul style="list-style-type: none">Oberflächliche und partielle VerbrennungenHauttransplantationsstellen von Spender und EmpfängerRijwonden und AbschürflungenStrahlungsverletzungenWenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt für Sie geeignet ist, kontaktieren Sie bitte Ihre medizinische Fachkraft.</div><div><div>Kontraindikationen</div><div>Es sind keine Kontraindikationen bekannt.</div><div><div>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung kann zu einem erhöhten Infektionsrisiko oder einer Kreuzkontamination führen. Nicht erneut sterilisieren. Niet gebruiken als de verpakking af geopend of beschadigd is. De sterilität van het wondverband is alleen gegarandeerd wanneer de verpakking voor gebruik ongeopend en ongeëffnet und unbeschädigt ist. Geöffnetes oder nicht verbrauchtes Material entsorgen. Die Verwendung von Cutimed® Cuticell® Classic in mehreren Schichten oder auf stark exsudierenden Wunden kann zu einem Verschluss führen. Bei trockenen Wunden können imprägnierte Mullverbände mit Bereichen des Wundbettes verkleben. Wenn sich der Zustand der behandelten Wunde verschlechtert (z. B. durch Einsetzen einer Infektion), nicht verbessert oder wenn Nebenwirkungen auftreten, setzen Sie sich mit Ihrem behandelnden Arzt oder einer geeigneten medizinischen Fachkraft in Verbindung.</div></div></div></div></div></div>	<div>Paraffine zalfgaas</div> <div><div>Productbeschrijving</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic is een steriel, niet-medicaal paraffine zalfgaas met een open structuur en voor eenmalig gebruik. De open structuur zorgt ervoor dat exsudaat er doorheen kan vloeien naar een steriel absorberend secundair verband.</div><div><div>Eigenschap</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic is een verband dat dankzij de paraffinecoating nagenoeg niet aan de wond hecht. Beide zijden van het gaas kunnen op de wond worden aangebracht. Cutimed® Cuticell® Classic is ook geschikt voor patiënten met een gevoelige huid en kan tijdens het verschonen van het secundaire verband op de wond worden gelaten, waardoor de wond ongestoord kan genezen.</div><div><div>Beoogd gebruik</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic is een primaire wondcontactlaag die is geïndiceerd voor de behandeling van oppervlakkige exuderende wonden zoals:<ul style="list-style-type: none">Oppervlakkige en tweedegrads brandwondenBehandelde wondgebieden van de donor site bij huidtransplantatieRijwonden en schaafwondenBestralingsletselsNeem contact op met uw zorgverlener als u niet zeker weet of het product geschikt is voor u.</div><div><div>Contra-indicaties</div><div>Er zijn geen contra-indicaties bekend.</div><div><div>Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan leiden tot een verhoogde kans op infectie en kruisbesmetting. Niet opnieuw steriliseren. Niet gebruiken als de verpakking af geopend of beschadigd is. De sterilität van het wondverband is alleen gegarandeerd wanneer de verpakking voor gebruik ongeopend en ongeëffnet und unbeschädigt ist. Geöffnetes oder nicht verbrauchtes Material entsorgen. Het gebruik van meerdere lagen Cutimed® Cuticell® Classic of op sterk exsuderende wonden kan occlusie veroorzaken. Bij droge wonden kan geïmpregneerd gaas aan delen van het wondbed hechten. Raadpleeg een arts of bevoegde zorgverlener als de behandelde aandoening verslechtert (bijv. ontwikkeling van een infectie), niet verbetert of als een bijwerking wordt waargenomen.</div></div></div></div></div></div>	<div>Garza paraffinata sterile</div> <div><div>Descrizione del prodotto</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic è una garza paraffinata sterile, monouso, non medicata a trama aperta. La trama aperta consente il passaggio dell'essudato a una medicazione secondaria assorbente sterile.</div><div><div>Caratteristiche</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic è una medicazione a bassa aderenza grazie al rivestimento in paraffina. Entrambi i lati della medicazione si possono applicare sulla ferita. Cutimed® Cuticell® Classic è indicato anche per pazienti con cute sensibile e con la ferita può essere lasciato sulla ferita durante le sostituzioni della medicazione secondaria, promuovendo la guarigione indisturbata della ferita.</div><div><div>Scopo previsto</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic è uno strato di contatto primario con la ferita indicato per il trattamento delle ferite essudanti superficiali quali:<ul style="list-style-type: none">Ustioni a spessore parziale e superficialiSiti di innesto cutaneo di donatore e destinatarioLacerazioni e abrasioniLesioni da radiazioniContattare l'operatore sanitario di riferimento in caso di dubbi sull'adeguatezza del prodotto al proprio caso.</div><div><div>Controindicazioni</div><div>Non vi sono controindicazioni note.</div><div><div>Avvertenze e precauzioni</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic è esclusivamente monouso. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezione o di contaminazione crociata. Non sterilizzare. Non utilizzare se è l'involucro è già aperto o danneggiato, in quanto la sterilità della medicazione è garantita solo se l'involucro non è stato aperto né danneggiato prima dell'uso. Gettare il materiale aperto o non utilizzato. L'utilizzo di Cutimed® Cuticell® Classic in più strati o su ferite altamente essudanti può causare occlusione. In caso di ferite asciutte, le medicazioni di garza impregnata possono aderire ad aree del letto della ferita. Se la condizione trattata peggiora (ad es. sviluppo di un'infezione) o non migliora, oppure se si manifestano effetti collaterali, consultare un medico o un operatore sanitario competente.</div></div></div></div></div></div>	<div>Apósito de gasa parafinada</div> <div><div>Descripción del producto</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic es un apósito de gasa parafinada estéril, de un solo uso no medicamentada con soporte de gasa de algodón de poro abierto. El tejido abierto permite el paso del exudado al apósito secundario absorbente estéril.</div><div><div>Características</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic es un apósito de baja adherencia gracias a su recubrimiento de parafina. Ambos lados del apósito pueden aplicarse a la herida. Cutimed® Cuticell® Classic también es adecuado para pacientes con piel sensible y con la herida puede permanecer colocada sobre la misma cuando se cambia el apósito secundario, lo que favorece la cicatrización de la herida sin alteraciones.</div><div><div>Indicaciones</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic es un apósito de contacto primario con la herida indicado para el tratamiento de heridas superficiales exudativas tales como:<ul style="list-style-type: none">Quemaduras superficiales y de espesor parcialInjertos y zonas donantesLaceraciones y abrasionesLesiones por radiaciónConsulte a un profesional sanitario si tiene dudas sobre la idoneidad de este producto.</div><div><div>Contraindicaciones</div><div>No existen contraindicaciones conocidas.</div><div><div>Advertencias y precauciones</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic es de un solo uso. La reutilización puede ocasionar un aumento del riesgo de infección o contaminación cruzada. No reesterilizar. No utilizar si el envase ya está abierto o está dañado, ya que la esterilidad del apósito solo se garantiza cuando el envase está intacto antes de su uso. Desechar cualquier elemento del producto abierto o no utilizado. El uso de Cutimed® Cuticell® Classic en múltiples capas o en heridas muy exudativas puede causar oclusión. Los apósitos con gasas impregnadas pueden adherirse al lecho de la herida en heridas secas. Si la lesión tratada empeora (p. ej., con el desarrollo de una infección), no mejora o presenta algún efecto secundario, consulte con un médico o con el profesional de atención sanitaria correspondiente.</div></div></div></div></div></div>	<div>Gaze esterilizada com parafina</div> <div><div>Descrição do produto</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic é um penso de gaze de parafina esterilizado, de utilização única, sem medicamentos, com tecido aberto. O tecido aberto permite que o exsudado passe através de um penso secundário absorvente estéril.</div><div><div>Características</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic é um penso de baixa aderência devido à camada de parafina. Ambos os lados do produto podem ser aplicados na ferida. Cutimed® Cuticell® Classic é também adequado para pacientes com pele sensível e com ferida pode ser deixada na ferida durante mudanças do penso secundário, o que promove a cicatrização da ferida sem interferências.</div><div><div>Utilização prevista</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic é uma camada primária de contacto com ferida indicada para o tratamento de feridas superficiais com exsudação, tais como:<ul style="list-style-type: none">Queimaduras superficiais e de espessura parcialLocais de enxertos cutâneos de dador e recetorLacerações e abrasõesLesões por radiaçãoContacte o seu profissional de saúde caso não tenha a certeza se o produto é adequado para si.</div><div><div>Contraindicações</div><div>Non existem contraindicações conhecidas.</div><div><div>Advertências e precauções</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic destina-se a uma única utilização. A reutilização pode resultar num risco acrescido de infeção ou contaminação cruzada. Não reesterilize. Não utilize se a bolsa já estiver aberta ou danificada, pois a esterilidade do penso apenas é garantida se a bolsa não tiver sido aberta nem danificada antes da utilização. Elimine o material aberto ou não utilizado. O uso de Cutimed® Cuticell® Classic em várias camadas ou sobre feridas com exsudado intenso pode causar oclusão. Pensos impregnados com gaze podem aderir ao leito da ferida em feridas secas. Se a condição tratada piorar (por exemplo, desenvolvimento de infeção), não melhorar ou forem observados efeitos secundários, consulte um médico ou um profissional de saúde.</div></div></div></div></div></div>	<div>Gastförband med paraffinbeläggning</div> <div><div>Produktbeskrivning</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic är ett sterilt, icke-mediskt paraffinbelagt förband för engångsbruk med öppen väv. Den öppna väven släpper igenom sårvätskan så att den kan sugas upp av ett sterilt absorberande sekundärförband.</div><div><div>Egenskaper</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic är ett förband med låg vidhäftning tack vare dess paraffinbeläggning. Båda sidor av förbandet kan appliceras på såret. Cutimed® Cuticell® Classic är även lämplig för patienter med känslig hud och kan lämnas på såret under byte av sekundärförband vilket främjar ostörd sårhäkning.</div><div><div>Avsedd användning</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic är ett primärt sårkontaktlager avsett för behandling av yttliga vätskande sår som:<ul style="list-style-type: none">Första och andra gradens brännskadorVid hudtransplantationer, både på donator och mottagareRiv- och skrubbsårStrålningsskadorKontakta läkare om du är osäker på om produkten är lämplig för dig.</div><div><div>Kontraindikationer</div><div>Det finns inga kända kontraindikationer.</div><div><div>Varningar och försiktighetsåtgärder</div><div>Cutimed® Cuticell® Classic är endast avsett för engångsbruk. Återanvändning kan leda till ökad risk för infektion eller korskontaminering. Får ej steriliseras om. Använd inte om förpackningen är skadad eller redan är bruten, eftersom bandets sterilitet endast garanteras när förpackningen är orörid och oskadad före användning. Kassera skadat eller använt material. Användning av Cutimed® Cuticell® Classic klassisk i flera lager eller på kraftigt vätskande sår kan orsaka ocklusion. Impregnerade förband kan fastna i sårbrändan på torra sår. Om det behandlade tillståndet förvärras (t.ex. om infektion uppstår), inte förbättras eller förvärringar observeras ska du kontakta läkare eller annan lämplig sjukvårdspersonal.</div></div></div></div></div></div>

A

B

C

FORMULE SANS LATEX

Non fabriqué à partir de latex de a naturel

LATEX FREE FORMULA

Not made with natural rubber latex

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Niet geproduceerd met natuurlijke latex rubber

Non prodotto con lattice in gomma naturale

Non fabricado con látex de caucho natural

Não fabricado com látex de borracha natural

Inte tillverkat med naturgummilátex

Valmistettu ilman luonnonkumilateksia

Ikke gjort med naturlig gummi latex

Ikke fremstillet med naturlig gummilátex

لا يتم تصنيعه من مطاط اللاتكس الطبيعي

Vyrobené bez použitia prírodného latexu

Neobshahuje prírodný gumový kaučuk

STERILE

R

!

⊗

2

STERILE

☒

☔

☀

🌡️ 50°C

CE

0124





MD

🔄

<p>Varoitukset ja varoitoimet</p> <p>Uuttelut[®] Cuticell[®] Classic on kertakäyttöinen tuote. Uutteluelektriyttö voi johtaa infekktion tai ristikontaminaation riskin lisääntymiseen. Ei saa steriloida uutteluelle.</p> <p>Käyttämättä jätettävä, jos pussi on valmiiksi avattu ja vahingolluttout, koska sidokseen sterilityn on taattu vain silloin, kun pussi on avattuna ja vahingolluttouttu tuotteen kättästä. Hävittä kaikki avatut ja käyttämättät materiaali.</p> <p>Eminen Cuticell[®] Cuticell[®] -tuotteita käytettäköksittän tai runsaasti erittävien haavojen päällä voi aiheuttaa kontaminatiön. Kuvittella hävittää käyttöteässä.</p> <p>Tuotetta ei ole tarkastettu pohja-kuusiin.</p> <p>Jos hoidettavalla tulla huoneeseen (esim. infektioon kehityttimen), jos paranevista ei tapahuudu tai ilmenee haittavaikutuksia, käänny lääkärille tai muun sopivan terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.</p>	<p>Advarsler og forsiktighetsregler</p> <p>Cutimed[®] Cuticell[®] Classic er kun til engangsbrug. Genbrug kan føre til øget risiko for infektion eller krydskontaminering. Skal ikke steriliseres på nyt.</p> <p>Må ikke bruges hvis pakningen er åben eller skadet, da bandagesens sterilitet kan garanteres når den er ubrøket og ubeskadiget før brug. Åbnet eller ubrukt materiale skal kastes.</p> <p>Bruk av Cutimed[®] Cuticell[®] Classic i flere lag eller på kraftig væskende sår kan forårsake okklusjon. På tørt sår skal impregnerte gasforbindelse feg seg til sårsengen.</p> <p>Ikke behandle tilstander forverres (f.eks. utvikling av en abscess). Ikke bedrer seg eller blir det observert en bivirkning, må du oppsøke lege eller annet eget helsepersonell.</p>	<p>Advarsler og forholdsgeregler</p> <p>Cutimed[®] Cuticell[®] Classic er kun beregnet til engangsbrug. Genbrug kan føre til øget risiko for infektion eller krydskontaminering. Må ikke steriliseres.</p> <p>Må ikke anvendes, hvis emballagen er åben eller beskadiget, da forbindelsens sterilitet kan garanteres, når emballagen er ubrøket og ubeskadiget før brug. Bortskaf eventuelt åbent, ubrugt materiale.</p> <p>Brug af Cutimed[®] Cuticell[®] Classic i flere lag eller på stærkt eksuderende sår kan forårsage okklusjon. Impregnerede gazeforbindelser kan klæbe til områder af sårbunden på tørrt sår.</p> <p>Ikke behandle tilstande forverres (f.eks. udvikling af en abscess). Hvis forbedres, eller bliver der observeret en bivirkning, skal du konsultere en læge/personale.</p>	<p>التحذيرات والاحتياطات</p> <p>Cutimed[®] Cuticell[®] Classic للاستخدام الفردي فقط. قد تؤدي إعادة الاستخدام إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى أو التلوث المتبادل. يجب ألا يعيد استخدام المنتج.</p> <p>لا تستخدم المادة إذا كان الغلاف الخارجي متهرباً أو ثلاً يفتق أو تآكلت المادة، لأن هذا يعني أن كل شيء على وجهه قد يكون ملوثاً وغير تعقيم.</p> <p>قبل الاستخدام، تأكد من أن الحزمة الخارجية غير مكسورة ولا تحتوي على مواد غريبة.</p> <p>في حالة الضرر، استخدم المواد في طبقات متعددة أو على الجروح شديدة الشدة التي حدثت إدمانها. قد تتصلب سمات الشاش الملتصقة بالمناطق الجرح على سطح الجلد.</p> <p>لا يجوز استخدام المنتج لعلاج الجروح (مثل التهابات العظمى) أو عند استخدامها في حالات الطوارئ الطبية.</p>	<p>Upozornenia a opatrenia pri používaní</p> <p>Krytie Cutimed[®] Cuticell[®] Classicie určenie len na jednorázové použitie. Opakované použitie môže viesť k zvýšenému riziku infekcie alebo krížovej kontaminácie. Nesterilizujte ju opakovaně.</p> <p>Nepoužívajte krytie, ak je obal už otvorený alebo poškodený, nakoľko sterilita krytia je zaručená len v prípade, že je obal pred použitím neovplyvnený a nepoškodený. Otvorené alebo nepoškodené súčasti krytia zlikvidujte.</p> <p>Použite krytie Cutimed[®] Cuticell[®] Classic vo viacerých vrstvách alebo na ranách so silnou exsudáciou možno spôsobí oklúziu ran. V prípade suchého sra sa môžu impregnované gázové krytiny prilepiť k pokožke.</p> <p>Ak sa liečený stav zhorší (napr. ak sa rozvinie infekcia), nezlepši alebo ak pozorujete vedľajšie účinky, obráťte sa na lekára alebo príslušného zdravotníckeho pracovníka.</p>	<p>Upozornění a opatření při používání</p> <p>Produkt Cutimed[®] Cuticell[®] Classic je určen pouze pro jednorázové použití. Opakované použití může vést ke zvýšenému riziku infekce nebo krížové kontaminace. Nesterilizujte jej opakovaně.</p> <p>Nepoužívejte krytí, pokud je obal již otevřený nebo poškozený, protože sterilita krytí je zaručena pouze v případě, že je obal před použitím neovplyvněn a nepoškozený. Otevřené nebo nevypuštěné součásti krytí zlikvidujte.</p> <p>Použití prostředků Cutimed[®] Cuticell[®] Classic ve více vrstvách nebo na silně exudující rány může způsobit okluzi rány. V případě suchých rán se mohou impregnované gázové krytiny přilepit k pokožce.</p> <p>Pokud se léčený stav zhorší (dojde například k rozvoji infekce), nezlepší se nebo se vyskytné nežádoucí účinky, obraťte se na příslušný poskytovatele zdravotní péče.</p>
--	--	---	---	---	--

Ilmoitus Kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista pitää ilmoittaa BSN medical GmbH:lle ja asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.	Merknad Alle alvorlige hendelser som oppstår ved bruk av produktet, skal meldes til BSN medical GmbH og nasjonale myndigheter.	Bemærk Enhver alvorlig hændelse, som opstår i forbindelse med brugen af dette produkt, skal indberettes til BSN medical GmbH og den kompetente nationale myndighed.	إشعار في حال وقوع أي حوادث خطيرة متعلقة بهذا الجهاز، ينبغي إبلاغ شركة BSN medical GmbH والسلطة المختصة في بلدك.	Poznámka Akákoľvek závažná udalosť, ku ktorej došlo v súvislosti s používaním tejto pomôcky, sa má nahlásiť spoločnosti BSN medical GmbH a príslušnému národnému orgánu.	Poznámka Každou závažnou nežádoucí příhodou, ku které došlo v souvislosti s používáním tohoto prostředku, je nutné oznámit společnosti BSN medical GmbH a příslušnému orgánu ve vašem státě.
---	--	---	---	--	--

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

	Artwork ID: JBR17197.01	Review Loop: 08	Printing Colours:  PANTONE 287 C  Magenta  Yellow
Project Title: C2365_067_Cutimed_Cuticell_Classic		Date of Review Loop: 20.06.2022 AF_KLND	
Contact ArtworkManagementMedical@essity.com		Replaces Artwork ID: JBR08985.03	
Contact Address: BSN medical GmbH Schützenstraße 1 – 3 22761 Hamburg Germany		Technical Drawing for print ID	
Languages: EN, FR, DE, NL, IT, ES, PT, SV, FI, NO, DA, AR, SK, CZ		Note	

The following artwork was approved:

Asset Name	JBR17197.01
Component Name	JBR17197.01
Project Title	C2365_067 CM Cuticell Classic - New Design
Revision	2
Reason for Revision	MDR & New CM Design

Asset Status

Date (GMT)	Signed By	Role	Action	Comment
2022-06-10 06:20:38.0	Julia Schieback	Artwork Management	Artwork Submitted for Approval	I am the author of this document
2022-06-23 16:24:41.939	Stephanie Krause	Scientific Affairs	Artwork Approved : Electronic Signature (HMS Medical GM&I PM GRA MA)	I attest to the accuracy and integrity of this document
2022-06-23 08:11:08.546	Britta Ehlert	Regulatory Affairs HAM	Artwork Approved : Electronic Signature (HMS Medical GM&I PM GRA MA)	I attest to the accuracy and integrity of this document
2022-06-20 09:34:14.392	Birgit Struensee	Global Marketing	Artwork Approved : Electronic Signature (HMS Medical GM&I PM GRA MA)	I attest to the accuracy and integrity of this document
2022-06-20 07:17:31.033	Ralf Timm	Packaging Development	Artwork Approved : Electronic Signature (HMS Medical GM&I PM GRA MA)	I attest to the accuracy and integrity of this document
2022-06-24 06:19:52.0	Julia Schieback	Artwork Management	Final Sign Off	I attest to the accuracy and integrity of this document

THIS REPORT IS CREATED FROM ELECTRONIC SIGNATURE ACTIVITY WITH KALLIK AMS 360

CREATED ON 2022-06-24 06:19:52.0